



Návod ke kosmetické stavebnici 2% gelu kyseliny hyaluronové

1. do 250 ml lahvičky navažte 196 g studené pitné vody z kohoutku
2. do lahvičky s vodou přidejte injekční stříkačkou 1,9 ml Phenoxyethanolu (jsou to 2g konzervantu), zavičkujte a důkladně ostře alespoň 1 minutu protřepejte
3. do dobře rozmíchané směsi přidejte pomocí suchého čistého trychtýřku nízkomolekulární kyselinu hyaluronovou (celý obsah lahvičky s označení 40kDa), uzavřete lahvičku a opět důkladně ostře alespoň 1-2 minutu protřepávejte
4. do rozmíchané směsi přidejte stejným způsobem středněmolekulární kyselinu hyaluronovou (celý obsah lahvičky s označení 1300 kDa), uzavřete a ostře protřepávejte alespoň 2 minuty.
5. Směs začne postupně gelovatět, jak se kyselina hyaluronová bude postupně rozpouštět. Rychlost rozpouštění závisí na tom, jak dlouho budete ochotni s lahvičkou třepat, ale cca asi 2–8 hodin při občasném protřepání. Proto doporučujeme nechat směs rozpustit přes noc, čas udělá práci za vás ☐

Budeme rádi za zpětnou informaci od vás na našich stránkách u produktu:
<https://www.kutilov.cz/kosmeticke-stavebnice/kyselina-hyaluronova-2-200-ml--/> v rubrice Diskuse.

Přejeme Vám příjemnou zábavu a hlavně hladkou krásnou pleť.

Vaši Kutiláci